



GingiBRAID+™

Spender 183 cm Faden nicht imprägniert Gr. 1



Artikelnr.: 98383
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 144 mm
Länge: 145 mm

€ 18,99

Zzgl. MwSt.

Spender 183 cm Faden nicht imprägniert Größe 1

GingiBRAID+™ ist ein speziell behandelte, imprägnierter bzw. nicht imprägnierter* geflochtener Retraktionsfaden, der eine schnelle Absorption gewährleistet, so dass er sofort und effizient eingesetzt werden kann. Das geflochtene Retraktionsmaterial besteht aus Baumwollfasern, die im Sulcus weder spleißen noch reißen. Fester Faden, der eine starke physische Retraktion gestattet. Kann mit jeder Art von Stopfinstrument verwendet werden. Lässt sich sehr einfach verarbeiten, wenn der Faden vor dem Stopfen befeuchtet wird. Faden erhältlich mit 4 Durchmessern, entweder in der Flasche oder im Spender mit ShortCut, dem All-in-One-System für die Abgabe von Retraktionsfäden.

ShortCut™

ShortCut verfügt über einen eingebauten Fadenabschneider und eine Messskala. Bei jedem Klick auf die Messskala wird 1 cm Faden abgegeben. Für Anwendungen im Frontzahnbereich werden 3-4 Klicks empfohlen, für den Seitenzahnbereich 4-5 Klicks. Jedes ShortCut-System und jede Flasche enthalten jeweils 183 cm geflochtenen Gingival-Retraktionsfaden.