



IST®-Bissgabel

Set



Artikelnr.: 98756
Hersteller: Dr. Hinz
Gewicht: 0.12 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 157 mm
Länge: 237 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Set 3 Bissgabeln

Die IST®-Bissgabel dient zur kontrollierten protrusiven Einstellung des Unterkiefers für die Fertigung von Intraoralen Schnarch-Therapie-Geräten. Mit Hilfe der IST®-Bissgabel wird der maximale Vorschub des UK exakt festgestellt und die therapeutische Vorschubstellung fixiert. Die Sperrung der Zahnreihen durch die Bissgabel bestimmt die Höhe der seitlichen Aufbisse des IST®-Gerätes.