



Adisil® rapid

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B



Artikelnr.: 98916
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 2.15 kg
Höhe: 216 mm
Breite: 100 mm
Länge: 140 mm

€ 100,45

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B

1:1. Ein additionsvernetzendes und schnell ausvulkanisierbares Dubliersilikon speziell für eilige Arbeiten in der Klebeband- und Kuvettentechnik entwickelt. *Adisil rapid* ist bereits nach 10 Minuten entformbar.

- Bereits nach 10 Minuten entformbar
- Für Dosierautomaten geeignet
- Hohe Reißfestigkeit und Weiterreißwiderstand
- Gute dünnfließende Konsistenz