



Scotchbond™ Universal

Bulkpackung 200 L-Pop, Zubehör



Artikelnr.: 99452

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.319 kg

Höhe: 85 mm

Breite: 154 mm

Länge: 193 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Bulkpackung 200 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond Universal Ätzgel, 25 Applikationskanülen, 7 Step-by-Step Karten, 1 Gebrauchsanleitung

3M™ Scotchbond™ Universal Adhäsiv ist ein lichthärtendes, 1-komponentiges Adhäsiv, das zur Einzeldosierung im L-Pop-Blister oder zur Mehrfachdosierung in der Flasche erhältlich ist und durch seine Vielseitigkeit überzeugt.

- Anwendbar in den drei gängigen Techniken Selbstätzung, selektive Schmelzätzung und Etch & Rinse
- Geeignet für alle direkten und indirekten Indikationen.
- Ideal als Adhäsiv für 3M™ RelyX™ Ultimate Zement, Aktivator nicht erforderlich. Aktivatoren zur Verwendung mit anderen Zementen sind erhältlich
- Enthält Primer für alle indirekten Materialien
- So gut wie keine post-operativen Sensitivitäten
- 2 Jahre Stabilität bei Raumtemperatur

Füllungen aller Klassen (nach Black) mit lichthärtenden Komposit- oder Compomer-Füllungsmaterialien. Zementierung von indirekten Restaurationen in Kombination mit 3M™ RelyX™ Ultimate Komposit Befestigungszement. Zementierung von Veneers in Kombination mit 3M™ RelyX™ Veneer Zement. Bonding für Stumpfaufbauten aus lichthärtenden Komposit- oder aus Stumpfaufbaumaterialien. Bonding für dualhärtende Zemente und Stumpfaufbaumaterialien, und selbsthärtende Komposite in Kombination mit 3M™ Scotchbond™ Universal DCA Dual Cure Activator (Dunkelhärtungsaktivator). Reparatur von Komposit- oder Compomer-Füllungen. Intraorale Reparatur von Komposit-Restaurationen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestaurationen ohne zusätzlichen Primer. Zahnhals-Desensibilisierung. Versiegelung von Kavitäten vor Amalgam-Restaurationen. Versiegelung von Kavitäten und Stumpfpräparationen vor der temporären Befestigung indirekter Restaurationen. Bonding für Fissurenversiegelungsmaterialien. Schutzlack für Glasionomer-Füllungen.