



Bioclear Matrizensystem

Packung 50 Matrizen DC202, Schneidezahn distal



Artikelnr.: 99647
Hersteller: American Dental
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 25 mm
Länge: 38 mm

€ 186,40

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Matrizen DC202, Schneidezahn distal

Die Bioclear Matrizen passen sich durch ihre anatomische Form und geringe Stärke (50 μ) dem natürlichen Zahn hervorragend an. Die spezielle Krümmung im zervikalen Bereich ermöglicht eine optimale Gestaltung der direkten Füllung, die auch in der ästhetischen Zone die Regeneration der Papille enorm begünstigt.

Restaurationen mit der Bioclear-Technik sind langlebiger als solche, die mit der herkömmlichen Technik gefertigt wurden. Die Bioclear Matrizen sind transparent und erlauben eine gleichzeitige Lichthärtung von lingual und bukkal. Je nach Zahnform und -größe, ob für den Diastema-, Anterior- oder Posterior-Bereich, gibt es neun verschiedene Matrizentypen. Die neuartige Form der Interproximatoren ersetzen herkömmliche Keile und Separatoren. Die anatomisch geformten Interproximatoren sitzen perfekt und unterstützen so die Bioclear Matrizen, während sie die zu restaurierenden Zähne separieren und gleichzeitig runde und weiche Füllungsübergänge im Zervikalbereich schaffen. Durch den Griff lassen sie sich ganz leicht interproximal mit den Fingern oder mit einer speziellen Zange platzieren. Das Bioclear Matrizensystem ist der ideale Begleiter für eine moderne, minimalinvasive Präparations- und Füllungstechnik.