



LM Spiegelgriff 28 (Cone Socket US-Gewinde)

Stück US-Gewinde, grau, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 99699
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 48 mm
Länge: 193 mm

€ 16,68

Zzgl. MwSt.

Stück Griff US-Gewinde, grau, LM-ErgoMax™ Griff

LM-ErgoSingle™ Spiegelgriff

- Gut ausbalanciert, besserer Zugang

LM-ErgoSense® Spiegelgriff

- Design mit größerem Durchmesser
- Überzeugt durch überragende Ergonomie und Effizienz
- Bietet eine sensationelle Griffigkeit dank des Designs und des Weichsilikonmaterials

LM-ErgoMax™ Spiegelgriff

Klassisches ergonomisches Design

Für alle klinischen Behandlungen geeignet

Garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff

Das Gewinde der Spiegelgriffe LM 28 entsprechen dem internationalen Standard UNF4-48 - Cone Socket. Der Spiegelschaft muss einen Durchmesser von 2,6 mm haben.