



E-Z Access Shelf

Stück weiß



Artikelnr.: 99784
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.867 kg
Höhe: 70 mm
Breite: 270 mm
Länge: 370 mm

€ 161,14

Zzgl. MwSt.

Stück Ablage weiß

Zusätzliche Ablagemöglichkeit und einfacher Zugriff für alle notwendigen Materialien. Leicht und ohne zusätzliches Werkzeug an Stand-Pfosten (Ø 4,5 - 7 cm) zu montieren. Justierbar in jeder beliebigen Position und 360° drehbar. Erhöhte Kante vermeidet unbeabsichtigtes Herunterrollen von Kleinteilen. Leicht desinfizierbar durch belagresistente Oberfläche. Tragkraft bis zu 11,5 kg. Standard Access Shelf für Pfosten von Ø 4,5 bis zu 5,7 cm. Adapter für Durchmesser bis 7 cm verfügbar.