

GERL.G1



Artikelnr.: AA1043358
Hersteller: Ultradent Dental

€ 24.990,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellung Rostock

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung
- Lichtmotor K2, kollektorlos
- Zahnsteinentfernungsgerät
- 3-Wegespritze Luzzani
- Doppeltrayablage
- Sterilisierbare Griffe am Tray 3.Trayablage über ZA-Element
- Integriertes RKI-Spülsystem

Assistenzelement:

- Kleiner und großer Sauger
- Großflächiges Bedienelement
- Speifontäne
- Wasserblock nach DVGW mit Intensiventkeimung
- Vorbereitet für Nassabsaugung

Patientenstuhl:

- UD2040 Topmodell
- Breite Rückenlehne
- Für Patienten bis 160 kg

- Abknickbare Kopfstütze mit magnetischem Keil
- Kreuzfußschalter zur Stuhlbedienung

Weitere Ausstattung:

- **Behandlungsleuchte LED**
- Fremdgeräteanschluss
- Aufstellplatte
- Fußanlasser F10, kabelgebunden
- Lack RAL 9010 reinweiß
- Polsterfarbe Platingrau 21336T

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Zweiter kollektorloser Lichtmotor K2
3-Wegespritze Luzzani auf der Assistenzseite
Supersoftpolster GERL. Edition
Arbeitsstuhl Typ Iron A, je
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin + € 250,-)
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV (Anbindung Multimedienpaket)
Transportkosten