

GERL. Line 10



Ausstellungszeile Berlin

Artikelnr.: AA15274

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 4.400,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellungszeile Berlin

Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, geschlossener Sockel
 - Waschbeckenschrank mit Kniebedien-Schublade und Abfallbehälter, offene Rückwand
 - Schubladenschrank mit 6 Schubladen (versch. Ausführungen)
 - Schubladenschrank mit 5 Schubladen (versch. Ausführungen)
 - Schubladenschrank mit 5 Schubladen (versch. Ausführungen)
- Platte Laminat mit Porzellanwaschbecken
- 10 cm Sockelhöhe
- Fronten in Blau und Seitenteile in Weiss
- Griffe Aluminium

Optionen und Dienstleistungen:

| | |
|--|---------------------|
| Kunststoff-Schubladeneinsätze in allen Schubladen | € 300,- zzgl. MwSt. |
| Version PushPull, Konfiguration ohne Griffe | € 390,- zzgl. MwSt. |
| 12 mm Corian Mineralwerkstoff-Arbeitsplatte, weiß, 203 cm x 50,5 cm, mit nahtlos tiefgezogenem Corian Waschbecken, Corian Wandabschlussleiste 12 mm hoch | € 900,- zzgl. MwSt. |
| 10 mm elements Platte, nahtloses Waschbecken Typ Boston | € 270,- zzgl. MwSt. |
| 10 mm elements Platte, Edelstahlwaschbecken Typ Caribbean Medical | € 200,- zzgl. MwSt. |

| | |
|--|-----------------------|
| Arbeitsplatte 15 mm Glas mit nahtlos geformtem Glaswaschbecken inkl. 80 mm hohe Wandabschlussleiste aus Glas | € 1.190,- zzgl. MwSt. |
| Geräteschrank mit versenkbarer Klappe, 2 Schubladen (statt Schubladenschrank) | € 60,- zzgl. MwSt. |
| PC-Fach anstelle Schublade, wird in Tür getauscht, offene Rückwand | preisneutral |
| Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.) | € 531,- zzgl. MwSt. |
| oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelspender, HD) | € 1230,- zzgl. MwSt. |
| Montage pauschal | € 600,- zzgl. MwSt. |

Der Verkauf von Ausstellungsmöbelzeilen erfolgt ausschließlich regional. Bitte beachten Sie, dass bei überregionalen Verkäufen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.