

Schmid Möbel Behandlungszeile



Ausstellungsmöbel München

Artikelnr.: AA308737

Hersteller: Schmid Möbel / Planung

€ 5.650,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellungsmöbel München

Produkteigenschaften:

- **4er Zeile, Holzmöbel 9er Raster**
 - Waschbeckenschrank
 - Schubladenschrank
 - Schubladenschrank
 - Geräteschrank mit Schiebeklappe
- Mineralwerkstoff-Arbeitsplatte Hi-Macs Farbe Arctic White
- Korpus: weiß perl
- Waschbecken "Lavanto" rund 0370 mm, Arctic White ohne Überlauf, fugenlos untergebaut
- Plattentiefe 60 cm, Höhe 89,5 cm
- Front & Frontkante anthrazit
- Schubladen-Vollauszüge mit Softclose-Dämpfung
- Griffe: Bügelgriff Anzio Edelstahl BA 288

Optionen und Mehrpreise:

Kunststoffeinsätze in allen Schubladen, pauschal	€ 340,- zzgl. MwSt
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt)	€ 531,- zzgl. MwSt
oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelspender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt

Der Verkauf von Ausstellungsmöbelzeilen erfolgt ausschließlich regional. Bitte beachten Sie, dass bei überregionalen Verkäufen eine gesonderte Versandpauschale anfällt.