

GERL.G1 Premium



Ausstellungsgerät Villingen

Artikelnr.: AA782576

Hersteller: Ultradent Dental

€ 34.200,00

Zzgl. MwSt.

Ausstellungsgerät Villingen

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- **Farb-Touch-Bediendisplay**
- Lichtturbineneinrichtung
- **2 x Lichtmotor KL7s**, kollektorlos
- Zahnsteinentfernungsgerät
- 6-Wegespritze, **warm**, Luzzani
- Doppeltrayablage
- Sterilisierbare Griffe am Tray 3.Trayablage über ZA-Element
- **Integriertes RKI-Spülsystem**

Assistenzelement:

- Kleiner und großer Sauger
- **3-Wegespritze Luzzani**
- **Selektivablage**
- Großflächiges Bedienelement
- Speifontäne mit schwenkbarer Speischale
- Integrierter Wasserblock nach DVGW mit Intensiventkeimung
- Vorb. für Nassabsaugung

Patientenstuhl:

- UD2021 Topmodell
- Für Patienten bis 160 kg
- Abknickbare Kopfstütze mit flexiblem Keil
- Kreuzfußschalter
- **Softpolster GERL. Edition**

- Linke Armlehne

Weitere Ausstattung:

- High-End Behandlungsleuchte LED Solaris 2
- Funk-Fußanlasser, kabellos
- Aufstellplatte
- Lack RAL 9010 reinweiß, Polsterfarbe: Platingrau

Optionen und Dienstleistungen:

Multimediapaket vision U bestehend aus: Dürr VistaCam iX HD Smart, 21,5“-Multi-Touchscreen, Software und Kabelsatz (ohne notwendigen PC; Installation der Software nach Aufwand)
Arbeitsstuhl Typ Iron A, je
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin + € 200,- zzgl. MwSt.)
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV (Anbindung Multimediapaket)
Transportkosten Außerhalb der Region Villingen fallen zusätzliche Speditionskosten in Höhe von € 790,- zzgl. MwSt. an