

Sprintray Midas 3D-Drucker



Lagergeräte, inkl. NanoCure

Artikelnr.: AA813045

Hersteller: SprintRay Europe GmbH

€ 9.999,00

Zzgl. MwSt.

- **Sprintray Midas „DPS - Digital Press Stereolithography“**
- Kapsel Druck System für die Einzelzahnversorgung
- Super schnell – Bis zu 3 Kronen, 6 Inlays/ Onlays, 9 Veneers, in unter 10 Minuten drucken
- Smarte Bedienung über Touchscreen
- MDR-konforme Prozesskette zum Druck von Ceramic Crown Material
- Automatisierter Workflow mit KI-Kronendesign
- Extra stabiles Chassis, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und gehärtetem Glas
- Barcode Scanner einlesen der Kartuschen
- Exocad Anbindung möglich
- **NanoCure inklusive**

Optionen und Dienstleistungen:

RayWare Software

2 Jahre Protection Plan für Midas

2 Jahre Protection Plan für Midas & NanoCure

Anlieferung, Installation und Einweisung (4Stunden)

Zubehör:

SprintRay Restorative Finishing Kit - Polierwerkzeuge

SprintRay Ceramic Crown Single Unit Kartusche, 3 Stück (Farben: Bleach, A1, A2, B1)

Isopropanol 99,9% 5 Liter, Zur Reinigung der gedruckten Objekte

Sprühflasche f. Isopropanol