

U2001 A LED-Behandlungsleuchte



Gebrauchtgerätezentrum Köln

Artikelnr.: GE409680

Hersteller: Ultradent Dental

€ 500,00

Zzgl. MwSt.

Gebrauchtgerätezentrum Köln

Produkteigenschaften:

- Sensorausführung
- Vorführmodell
- Statisches Kühlsystem (benötigt keinen Lüfter)
- Baujahr 2015
- Gleichmäßiges Lichtfeld von 170 x 85 mm
- 3000 bis 35.000 Lux
- Farbtemperatur 5.000 K
- Stufenlos dimmbare Lichtintensität
- 3 Monate Gewährleistung

Optionen und Dienstleistungen:

Anfahrt und Montage	M
Lampenaufbaustange	A

Bitte beachten Sie, dass die LED-Behandlungsleuchte eventuell nicht vom Hersteller ihrer Behandlungseinheit freigegeben ist. Falls keine Freigabe des Herstellers vorliegt erlischt die Zulassung für Ihre Behandlungseinheit sowie das ggf. vorhandene CE-Kennzeichen!

Da es sich um ein Vorführmodell handelt, können Gebrauchsspuren vorhanden sein! Diese werden im Übergabeprotokoll als Anhang zum Kaufvertrag festgehalten.