

Thermodesinfektor PG8581 AW LD



Artikelnr.: GE999973

Hersteller: Miele

€ 4.400,00

Zzgl. MwSt.

Gebrauchtgerät

Produkteigenschaften:

- Gebrauchtgerät der Premiumklasse
- Grundgerät Miele PG8581
- Baujahr 2019
- EcoDry Trocknungsfunktion
- Schnittstelle zum Datenauslesen
- Front weiß, Bedienteil Edelstahl
- 2 integrierte Dosierpumpen (für flüssigen Reiniger und Neutralisator)
- Ethernet-Modul zur Prozessdokumentation
- Maße (B x T x H): 60 x 60 x 83,5 cm (ohne Deckel 82 cm)
- 400 V-Anschluss
- **Überholt in Meisterwerkstatt**
- **4 Wochen Aufstellgarantie**

Optionen und Mehrpreise:

6 bzw. 12 Monate Gewährleistung, anstatt 4 Wochen Aufstellgarantie

3 x Aufnahme ZEG-Spitze, inkl. passender Miele Adapter A813

Gerl.SAFETY, DVGW-konformes Anschlusskit (siehe Beiblatt)

Erst-Validierung (1 Programm, inkl. Anfahrt) durch GERL.

Entsorgungspauschale

Anlieferung und Inbetriebnahme durch GERL, innerhalb der Region Köln/Bonn/Aachen, pauschal*

Die Inbetriebnahme und Einweisung erfolgt durch GERL. (Miele-Service-Partner)

Die Berechnung der Implementierung in eine Dokumentationssoftware erfolgt nach tatsächlichem Aufwand!

* Bei Lieferung außerhalb des Raumes Köln/Bonn/Aachen berechnen wir eine zusätzliche

Frachtpauschale von € 340,-

Die technisch einwandfreie Umsetzung des Refitting erfolgt auf Grundlage der Herstellervorgaben.

Da es sich um ein Gebrauchtgerät handelt, können Gebrauchsspuren vorhanden sein! Diese werden im Übergabeprotokoll als Anhang zum Kaufvertrag festgehalten.

Es gelten die AGB der Anton Gerl GmbH, einzusehen unter www.gerl-dental.de/AGB. Änderungen vorbehalten.