

Dürr VistaPano S 2.0



Lagergerät

Artikelnr.: L951079

Hersteller: Dürr Dental SE

€ 23.490,00

Zzgl. MwSt.

Lagergerät

Produkteigenschaften:

- VistaPano S 2.0, digitales OPG
- Face to Face Positionierung
- S-Pan-Technologie für einfachere Diagnostik
- Herausragende Bildqualität dank hochauflösendem CsI-Sensor der neuesten Generation
- Schlankes Design, kleine Stellfläche
- Panorama-Aufnahmen innerhalb von 7 Sekunden
- 8"-Glas-Touch-Display für intuitives Bedienen
- Umfangreiches Paket an intelligenten Automatisierungsfunktionen mit VistaSoft AI
- **Röntgenprüfkörper Set**
- 1 Jahr Garantie + 2 weitere Jahre Teilegarantie (bei Registrierung; Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Dienstleistungen:

VistaScan Mini View 2.0 Speicherfolienscanner
Fernröntgen/Ceph links, inkl. 2. Sensor (nicht nachrüstbar)
Mehrpreis Wandhalterung für langen Wandabstand zur Erweiterung der Tiefe
Mehrpreis Imaging-Software (VistaSoft Video) für digitale Bilder (Fremdkamera ...)
Röntgen IT Paket – Röntgen PC mit 21" Befundungsmonitor, zugelassen als BWS inkl. Abnahmeprüfung Monitor

Kompatibilitäts-Check

Abnahmeprotokoll OPG

Abnahmeprotokoll intraoral

Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät

Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung
Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.

Transportkosten